

Methodevergelijking

In methodevergelijkingen met capillair bloed in ziekenhuizen bleek > 95 % van alle waarden binnen ± 15 % van de referentiemethode te liggen (CHOD-PAP, Roche Diagnostics). De gemiddelde systematische verschillen lagen tussen +2,6 % en -3,6 %.

Gebruik van de punt als scheidingstekens

In deze bijsluiter wordt steeds een punt gebruikt als decimaal scheidingsteken tussen de hele en gebroken delen van een decimaal getal. Voor duizendtallen worden geen scheidingstekens gebruikt.


Significante aanvullingen of wijzigingen worden door een wijzigingsmarkering in de marge aangeduid.

Literatur / Références bibliographiques / Letteratura / Literatuurverwijzingen

- 1 European Atherosclerosis Society, Prevention of coronary heart disease: scientific background and new clinical guideline. Nutr Metab Cardiovasc Disc 1992;2:129.
- 2 Gottschling HD et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995;33: 373-383
- 3 Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline - Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005.


Symbole / Symboles / Simboli / Symbolen

Roche Diagnostics verwendet für dieses Produkt die folgenden Symbole und Zeichen. / Roche Diagnostics utilise les signes et les symboles suivants pour ce produit. / Per questo prodotto, Roche Diagnostics impiega i seguenti simboli. / Roche Diagnostics gebruikt de volgende symbolen en tekens voor dit product.

	Bestellnummer / Référence du catalogue / Numero di catalogo / Artikelnummer
	Chargenbezeichnung / Code du lot / Numero di lotto / Lotnummer
	In-vitro-Diagnostikum / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Dispositivo medico-diagnostico in vitro / Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
	Hersteller / Fabricant / Fabricante / Fabrikant
	Inhalt ausreichend für <n> Prüfungen / Contenu suffisant pour <n> tests / Contenuto sufficiente per <n> test / Inhoud voldoende voor <n> testen
	Verfallsdatum / Utiliser jusqu'au / Data di scadenza / Vervaldatum
	Temperaturgrenze / Limites de température / Limite di temperatura / Temperatuurgrens
	Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 98/79/EG über In-vitro-Diagnostika. / Ce produit répond aux exigences de la Directive européenne 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. / Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva Europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. / Dit product voldoet aan de eisen van richtlijn 98/79 EG inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
	Gebrauchsanweisung beachten / Consulter les instructions d'utilisation / Consultare le istruzioni per l'uso / Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Geräte, auf denen die Reagenzien verwendet werden können / Analyseurs/appareils compatibles avec les réactifs / Analizzatori/strumenti su cui i reagenti possono essere usati / Analyzers / instrumenten waarop reagentia kunnen worden gebruikt
	Globale Artikelnummer GTIN / Code article international / Global Trade Item Number / Global Trade Item Number

© 2014, Roche Diagnostics

 0123

 Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com

